

1100975 - 3M™ Tegaderm™ hydrogel - 15 gr - 1 x 10 st



Beschrijving

3M™ Tegaderm™ is een steriel, amorf wondverzorgingsproduct, speciaal ontwikkeld om een vochtig milieu te creëren dat gunstig is voor een effectievere wondgenezing. Zoals doorligwonden, veneuze en diabetische wonden die weinig vocht bevatten en vrij droog zijn. De hydrogel is vrij van latex en bevat geen conservatieven.

Specificaties

Merk	Solventum
sku	1100975
Steriel	Ja
Inhoud	15 g
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Doos