

1601367 - Loeplamp LED Vera - 1 st



Beschrijving

VERA is een onmisbare lamp voor elk medisch onderzoek dat nauwgezetheid en precisie vereist. Haar ronde LED-loep is uitgerust met een grote lens van mineraalglas met een diameter van 12cm en een vervormingsvrije vergroting van X 2,25 (5 dioptrieën) en heeft een intrekbare beschermkap. VERA verspreidt een wit homogeen en verblindingsvrij licht. Haar metalen scharnierarm en kogelgewricht maken een erg nauwkeurige en snelle positionering mogelijk, zelfs met één hand.

Specificaties

Merk	lid
Normeringen	EN 60 601 -1/-2-41
sku	1601367
Model onderzoekslamp	Tafelmodel
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk