

## 1004335 - Elastische windels - 6 cm x 5 m - 1 x 10 st



### Beschrijving

**Bastos Viegas** elastische windels zijn geschikt voor het vastzetten van verbanden met een constant elasticiteit. De windel is zeer flexibel en rekbaar, steriliseerbaar en verschuift niet tijdens het gebruik.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Bastos Viegas
<b>Samenstelling</b>	Katoen, polyamide, polyurethaan - 79 gr/m <sup>2</sup>
<b>Steriel</b>	Nee
<b>Zelfklevend</b>	Nee
<b>sku</b>	1004335
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Maat</b>	6 cm x 5 m
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Doos