

1576658 - Sloop fluweel voor Relax baby XL kussen - soft celadon - 1 st



Beschrijving

Fico sloop relax XL voor babykussen, om een lange levensduur van het kussen te garanderen raden we aan om het kussen te voorzien van een sloop voor een optimale hygiëne. Lichte kleurverschillen zijn mogelijk, de hoes in badstof is wasbaar op 85°C, de slopen zijn wasbaar op 60°C.

Specificaties

Merk	Fico
sku	1576658
Kleur sloop	Soft celadon
Materiaal	Fluweel
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	60 °C
Type verpakking	Stuk