

1544016 - Renol crisis bag met magnetische sluitingen - s/m/l - 1 st



Specificaties

Merk	Renol
SKU leverancier	RFBAG300M
Noodzakelijke opties	Niet van toepassing
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544016
Breedte riemen	Niet van toepassing
Breedte tailleband	Niet van toepassing
Fixatie categorie	Riemen
Gebruik fixatiemateriaal	In bed/brancard
Maat bevestigingsriem	Niet van toepassing
Sluiting	Sloten
Soort bevestiging	Niet van toepassing
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk