

## 1543987 - Renol ambulante enkelriemen - 1 st



### Beschrijving

Gebruik deze riem om de enkels van de patiënt te immobiliseren. Ze comprimeren de bloedsomloop niet en bieden veel comfort.

Twee beveiligingssystemen : een velcro-systeem en een systeem met een slot. Optie vereist : 2 sloten+ 1 sleutel

## Specificaties

<b>Merk</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RFA17400
<b>Noodzakelijke opties</b>	2 sloten + 1 sleutel
<b>Normeringen</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>sku</b>	1543987
<b>Breedte riemen</b>	Niet van toepassing
<b>Breedte tailleband</b>	Niet van toepassing
<b>Fixatie categorie</b>	Riemen
<b>Gebruik fixatiemateriaal</b>	Ambulant
<b>Maat bevestigingsriem</b>	S-M
<b>Sluiting</b>	Velcro + slot
<b>Soort bevestiging</b>	Enkelbevestiging
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk