

1552255 - STATUS™ PACK 400 HANDSFREE



Beschrijving

Handsfree ultrageluid maakt het verschil voor patiënt en therapeut, het is een veilige en effectieve statische toepassingsmethode. De StatUS™-applicator is een ultrageluid-behandelkop met meerdere frequenties, die is geïntegreerd in een vacuüm-zuignap. De applicator kan in enkele seconden op het lichaam worden bevestigd.

Kan gebruikt worden op Sonopuls 490 en Sonopuls 492.

Kenmerken

- zijn standaard voorzien van twee volledig onafhankelijke kanalen voor ultrageluidtherapie
- worden geleverd met 2-kanaals ultrageluid, simultane toepassing van twee behandelingen met ultrageluid
- bieden u verschillende keuzemogelijkheden voor dynamische en/of statische ultrageluidtherapie (StatUS™-behandeling)

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
sku	1552255
Type verpakking	Stuk