

1618471 - Knierol - 20 x 60 cm - standaard bekleding - groen



Beschrijving

De knierol van **Spinetechnics** is een hoogwaardig ergonomisch hulpmiddel, speciaal ontworpen om optimaal comfort en ondersteuning te bieden tijdens behandelingen. Deze knierol vervaardigd met duurzame en zachte materialen, past zich perfect aan de natuurlijke vorm van de knie en benen aan, waardoor de druk op gewrichten en spieren vermindert wordt.

De kleuren op de afbeelding kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.

Specificaties

Merk	Spinetechnics
sku	1618471
Kleur	S03 - groen
Maat	20 cm x 60 cm
Type verpakking	Stuk