

1501196 - 3M™ Comply™ (Thermalog™) chemische stoomintegrator - 8 x 250 st



Beschrijving

De 'moving front' inkttechnologie levert een gemakkelijk af te lezen 'Veilig/Onveilig'-resultaat en kan worden gebruikt voor alle stoomsterilisatiecycli van 121-135 °C. De resultaten correleren met een biologische indicator in drie tijd/temperatuurrelaties onder ideale omstandigheden voor stoomsterilisatie.

Specificaties

Merk	Solventum
sku	1501196
Type verpakking	Doos