

## 1543660 - Beker - deksel 12 mm - blauw - 250 ml - 1 st



### Beschrijving

Deze tuitbeker is vaatwasbestendig tot 65°C en autoclaveerbaar tot 130°C.

### Specificaties

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Merk             | Dr. Junghans |
| Deksel           | Ja           |
| Handvat          | Nee          |
| Isolerende beker | Nee          |
| Schaalaanduiding | Nee          |
| sku              | 1543660      |
| Inhoud           | 250 ml       |
| Kleur            | Blauw        |
| Type verpakking  | Stuk         |