


1546275 - Linido opklapbeugel 90 cm - rvs - wit - 1 st



Beschrijving

Opklapbare toiletbeugel met buis diameter 28,6 mm, uitgevoerd in metaal met witte epoxy coating. Verticale statische belasting van maximaal 150 kg, zijwaartse statische belasting van maximaal 100 kg. Materiaal muur bevestigingsplaat is van glasvezelversterkt witte kunststof. In verticale positie blokkeert de beugel automatisch, zodat deze niet naar beneden kan vallen als de beugel als steun wordt gebruikt in die positie.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2603.3904-02
sku	1546275
Categorie toiletsteunen	Opklapbare toiletsteunen
Kleur	RVS/wit
Lengte toiletbeugels	900 mm
Materiaal	RVS gecoat
Maximale horizontale belasting	150 kg
Maximale zijwaartse belasting	100 kg
Type verpakking	Stuk