

1560201 - kBox4 Pro Platform



Beschrijving

Het premium en meest veelzijdige kBox-model met het grootste performance oppervlak. Voor sportteams, premium fitnessclubs en revalidatie- of kinépraktijken.

- Grootste trainingsoppervlak
- Voor de professional
- Trainen met 1-4 flywheels
- Inertie tot 0,280 kgm²
- Ingebouwde kMeter
- Gewicht: 15.5 kg
- Kleur: Midnight Blue

Specificaties

Merk	Exxentric
SKU leverancier	18259
sku	1560201
Europese Regelgeving	2001/95/EC
Type verpakking	Stuk