

1601340 - Onderzoekslamp Carla Focus flexibele arm 100 cm - 1 st



Beschrijving

CARLA Focus is een erg compacte en robuuste onderzoekslamp die een zeer gerichte verlichting biedt met een 10° lichtbundel. Ideaal dus voor onderzoeken die veel precisie vereisen. Voor gynaecologisch gebruik kan de lamp bevestigd op het lage rolstatief 40/60 cm PIR00555. Op railklem ETRPM007 is een horizontale positionering mogelijk, ideaal om over of onder de schouder te schijnen, zelfs in combinatie met een colposcoop.

Specificaties

Merk	lid
Touchless bediening	Nee
Lichtintensiteit	9000 lux
Lengte van de arm	100 cm
sku	1601340
Categorie onderzoekslampen	Onderzoekslamp
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk