

1541488 - Herstelkit 3M™ Littmann® Master Classic - grijs - 1 set



Beschrijving

De onderdelen voor stethoscopen en accessoires worden gebruikt voor eenvoudige reparaties. Elk item wordt zorgvuldig vervaardigd om perfect te passen bij uw 3M™ Littmann® stethoscoop. De stethoscopen onderdelen kit voor de 3M™ Littmann® 3M™ Master Classic II™ bevat een zwarte ring en een instelbaar membraan. De akit bevat ook een paar zwarte, zachte oordopjes.

Specificaties

Merk	Solventum
sku	1541488
Kleur	Grijs
Type verpakking	Set