

**1010094 - Verpleegtas met schouderriem - 43 x 31 x 26 cm -
polyester - blauw - 1 st**



Beschrijving

Met zijn 1300 g is deze **Bollmann** verpleegtas heel licht een aangenaam om overal mee te nemen op verplaatsing. Met verstelbare schouderriem heeft een volledig te openen voorpaneel voor een optimaal overzicht. Met 2 insteekvakken met klittenbandflappen. Slim weggewerkte sleutelring voor het discreet en ordelijk opbergen van patiëntsleutels. Uitneembaar en verstelbaar plastic dienblad. Aan weerszijden een rij elastische vakken.

Specificaties

Merk	Bollmann
Product afmetingen	B 26 cm, H 31 cm, L 43 cm
Verstelbare schouderriem	Ja
sku	1010094
Aantal handgrepen	1
Aantal voortassen	0
Aantal zijvakken	0
Categorie	Verpleegtas
Materiaal	Polyester
Kleur	Blauw
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk