

1014512 - Tuberculine spuiten 1 ml - naald 25G x 5/8" - 1 x 100 st



Beschrijving

Terumo steriele 3-delige tuberculine spuiten met naald en rubberen afdichting rond de conus. Geschikt voor het afnemen van bloed en het injecteren van vloeistoffen en medicijnen in spieren, aderen, vetweefsel, huid en de hartspier. Deze spuit is geschikt voor de nauwkeurige dosering van vloeistoffen, beweegt soepel en lekvrij door de rubberen afdichting rond de conus. ISO-gecodeerde kleurcodes.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	MDSS01S2516E
Steriel	Ja
Samenstelling	• Spuit • Cilinder: polypropyleen • Plunjer: polypropyleen • Stamper: thermoplastisch elastomeer (SS-codes), polyisopreenrubber (MDSS-codes) • Glijmiddel: siliconenolie • Naald • Hub: polypropyleen + kleurconcentraat • Canule: roestvrij staal • Kleefstof: epoxylijm • Glijmiddel: silicone
Latex vrij	Ja
Veiligheidsmechanisme	Nee
sku	1014512
Afmeting	25G x 5/8"
Inhoud	1 ml
Sterilisatie methode	Radiatie
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos