

## 1543665 - Beker - deksel 12 mm - transparant - 250 ml - 1 st



### Beschrijving

Deze tuitbeker is vaatwasbestendig tot 65°C en autoclaveerbaar tot 130°C.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Dr. Junghans
<b>Samenstelling</b>	Polypropyleen
<b>Deksel</b>	Ja
<b>Handvat</b>	Ja
<b>Isolerende beker</b>	Nee
<b>Schaalaanduiding</b>	Nee
<b>sku</b>	1543665
<b>Inhoud</b>	250 ml
<b>Kleur</b>	Transparant
<b>Type verpakking</b>	Stuk