

1102720 - Dokterstas Bollmann Concertina groot model - Echt leder - bruin - 43 x 21 x 32 cm - 1 st



Beschrijving

De ideale tas voor het meenemen van een uitgebreid instrumentarium van **Bollmann**. Vakken met een variabele indeling en een dokumentenvak. Levering inclusief 2 ampulleninzetten voor 46 ampullen. Slijtvast leer. Met stevig aluminium beugel en geïntegreerd slot: opent met een vingerdruk, sluit automatisch.

Specificaties

Merk	Bollmann
Product afmetingen	B 21 cm, H 32 cm, L 43 cm
sku	1102720
Aantal handgrepen	2
Aantal voortassen	0
Aantal zijvakken	0
Categorie	Dokterstas
Kleur	Bruin
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk