

1574577 - TL 45 daglicht therapielamp Perfect Day - 1 st



Beschrijving

Daglichttherapie lamp imiteert het natuurlijke zonlicht gedurende een dag. De lamp ondersteunt de verschillende werk -en rustfasen van een werkdag: therapie concentratie en ontspanning. Voor een beter welzijn in maanden met minder zonneschijn, met energiezuinige LE-technologie.

Voordelen

- 10.000 lux (20 cm afstand)
- UV-vrij
- 3 kleurtemperatuur instellingen: actief, therapie en ontspanning

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 20 cm, H 6.2 cm, L 25 cm
SKU leverancier	60813
Vermogen	25 W
Afstand	20 cm
Lichtintensiteit	10000 lux
sku	1574577
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk