

1101106 - Cellona® Xtra klassieke gipsspalk - 10 cm x 20 m - 1 st



Beschrijving

Cellona® Xtra gipsspalk biedt stabiliteit en comfort, het is een kant-en klare gipszwachtel die fijncrèmig is en soepel is bij het in model brengen. De Cellona Xtra-gipszwachtels maken een tijdbesparende toepassing en een eenvoudige aanpassing aan het betreffende lichaamsdeel mogelijk. Ze hebben een naar verhouding korte dompelduur en maken een snelle gehele bevochtiging mogelijk. De uithardingstijd is 2,5 minuten, de aanbevolen watertemperatuur is 20°-25°.

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Samenstelling	17-draads katoenen gaasverband, gipsmassa van α - en β -calciumsulfaathalfhydraat
sku	1101106
Maat	10 cm x 20 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos