

1618241 - Tabouret TR02- wielen - 45 - 58 cm - standaard bekleding - lichtblauw



Beschrijving

De Tabouret TR 02 combineert modern design met optimaal comfort en functionaliteit, speciaal ontwikkeld voor medische professionals die een ergonomische en duurzame zitoplossing nodig hebben.

Belangrijkste eigenschappen:

- Comfortabele zitting: De kruk is voorzien van een hoogwaardige, gestoffeerde zitting die langdurig zitcomfort biedt, zelfs tijdens intensieve werkuren.
- Stabiel onderstel: Het stevige aluminium onderstel van de TR Tabouret 02 zorgt voor maximale stabiliteit, waardoor deze kruk ideaal is voor dagelijks gebruik in medische omgevingen.
- Eenvoudige hoogteverstelling: Dankzij de ingebouwde gasveer kan de hoogte van de kruk snel en moeiteloos worden aangepast, voor een perfecte ergonomische houding.

Opgelet: de kleur van de tabouret zoals weergegeven op de afbeelding kan variëren van de werkelijkheid.

Specificaties

Merk	Spinetechnics
Wielen	Ja
Voetring	Nee
Rugsteun	Nee
Diameter zitvlak	35 cm
Aantal wielen	5
sku	1618241
Kleur	S02 - lichtblauw
Kleur onderstel	Aluminium kleur
Materiaal onderstel	Gepolijst aluminium
Type zitting	Ronde zitting
Verstelbare hoogte met gasveer	45 - 58 cm
Type verpakking	Stuk