

**1533028 - Versatus™ -WP I.V. katheter - 22G x 25 mm - blauw - 1 x
50 st**



Beschrijving

Versatus™ WP I.V. katheters is een steriele perifere katheter voor eenmalig gebruik. Met een gevleugelde naald met poort, bedoeld voor toegang tot het perifere vasculaire systeem.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	SR+DU2225PX(NIEUWSR+DU2225PD)
Samenstelling	<ul style="list-style-type: none"> • Katheter: polyurethaan + BaSO₄ • Katheterhub met vleugels: polypropyleen • Canule (interne naald): roestvrij staal • Naaldhub: copolymeer styreen butadien • Luer-lock cap: polypropyleen • Filter ontluuchtingsfitting: polyethyleen • Behuizing ontluuchtingsfitting: styreen butaan copolymeer • Poort afsluiting: polypropyleen • Injectiepoortklep: silicone rubber • Protector: polyethyleen
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Debiet	42 milliliter per minute
Interne diameter katheter	0.65 mm
Externe diameter katheter	0.9 mm
Veiligheidsmechanisme	Ja
sku	1533028
Afmeting	22G x 25 mm
Afmeting in mm	0,9 x 25 mm
Kleur	Blauw
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos