

1601801 - Iron Neck Starter Bundle

Beschrijving

Maak kennis met het enige systeem voor nektraining met 4-in-1 voordelen voor herstel, preventie, houding en mobiliteit.

Iron Neck Starter is perfect voor iedereen die een slechte houding probeert te overwinnen, immobiliteit probeert te verbeteren of chronische pijn in de nek of rug probeert te revalideren. Bouw nek-, rug- en kernkracht op door isometrische oefeningen die ook stijfheid verminderen en mobiliteit verbeteren. De weerstand wordt geleverd door de meegeleverde weerstandsband en thuisopstelling. Iron Neck Starter heeft geen roterende remcomponent, waardoor de gebruiker wrijvingsvrije rotatie ervaart die uitzonderlijk soepel en gemakkelijk is.

Het apparaat heeft een strak en duurzaam ontwerp dat zelfs de meest intensieve trainingen aankan. Dankzij de instelbare weerstandsniveaus kun je de training aanpassen aan je specifieke behoeften en doelen. En dankzij het lichte en draagbare ontwerp kun je hem overal mee naartoe nemen.

Maar daar houden de voordelen niet op. Het is aangetoond dat dit innovatieve trainingsapparaat de stabiliteit van de nek verbetert, waardoor het risico op blessures afneemt. Het kan ook helpen de houding te verbeteren, hoofdpijn en nekpijn te verminderen en de algemene sportprestaties te verbeteren.

Het grootste verschil met de gewone 3.0 is dat de Pro-variant een dynamisch spanningsremsysteem met haptische feedback heeft, afgestemd op het bieden van weerstand tegen hoofdrotatie. Krijg de nekpijnverlichting en mobiliteit die je nodig hebt om ongeremd je leven te leiden.

Specificaties

Merk	iron_neck
SKU leverancier	INSB
sku	1601801
Kleur	Zwart
Type verpakking	Stuk