

## 1005754 - Uro-tainer® M - NaCl 0,9% - 100 ml - 1 x 10 st



### Beschrijving

De UroTrainer® M van **B. Braun** is een kant en klaar éénmalig te gebruiken gesloten systeem voor blaas en katheterspoeling, die met behulp van een éénmalige of een verblijfskatheter wordt uitgevoerd. De Urotainer bevat een isotone vloeistof natriumchloride voor het mechanisch reinigen van de blaas en katheter.

De UroTainer® M bestaat uit een kunststof zakje van 100 ml met een steriele oplossing, een flexibele slang met een klem en een kathetertip.

De universele kathetertip heeft een tamperproof afsluitkap, waardoor geen kans op contaminatie bestaat.

## Specificaties

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Braun                        |
| <b>Steriel</b>              | Ja                           |
| <b>Samenstelling</b>        | Natriumchloride 0,9% - pH=7  |
| <b>Normeringen</b>          | EN ISO 13485:2016            |
| <b>sku</b>                  | 1005754                      |
| <b>Geslacht</b>             | Unisex                       |
| <b>Inhoud</b>               | 100 ml                       |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa |
| <b>Type verpakking</b>      | Doos                         |