

1351364 - Ritter 276 tabouret - hoogte 45-65 cm - 850 sandy retreat - 1 st



Beschrijving

Ritter tabouret 276 bieden een optimaal comfort , ondersteuning en stabiliteit. Het ontwerp met een stervormige basis maakt het contact met de patiënt mogelijk en zorgt voor een flexibele manoeuvreerbaarheid.

Het brede zitvlak met naadloze bekledingsnaad zorgt ervoor dat de randen niet in uw benen drukken.

De tabouret is in hoogte verstelbaar tussen 46-65 cm.

Opgelet: de kleur van de tabouret zoals weergegeven op de afbeelding is niet contractueel en kan variëren van de werkelijkheid.

Specificaties

Merk	Midmark
Wielen	Ja
Voetring	Nee
Rugsteun	Nee
Aantal wielen	4
sku	1351364
Kleur	Sandy retreat
Kleur onderstel	Aluminium kleur
Type zitting	Ronde zitting
Verstelbare hoogte met gasveer	45 - 65 cm
Type verpakking	Stuk