

## 1626532 - Bedsonde beschermer FR type 2 - half model - 1 st



### Beschrijving

De Fico **bedsonde beschermer Type 2** is speciaal ontworpen voor situaties waarin maximale bescherming en schokabsorptie noodzakelijk zijn, zoals bij onrustige of val gevoelige patiënten. Deze hoogwaardige beschermer is uitgerust met een **dikke, harde schuimkern** en biedt **3-zijdige bescherming**: bovenop de bedsonde, aan de binnenzijde richting de patiënt én aan de buitenzijde richting het zorgpersoneel.

Dankzij het slimme ontwerp met korte en lange zijde is deze bescherming flexibel inzetbaar aan beide zijden van de bedsonde of zelfs aan het hoofd- en voeteinde. Ideaal voor **ziekenhuizen, woonzorgcentra, revalidatieafdelingen** en andere zorgomgevingen waar veiligheid en hygiëne prioriteit zijn.

### Belangrijkste voordelen

- **Maximale schokabsorptie** door stevige, dikke schuimkern
- **3-zijdige bescherming** voorkomt letsel bij patiënten én zorgverleners
- **Veelzijdig toepasbaar** – geschikt voor verschillende zijden van het bed en ook het hoofd-/voeteinde
- **Strakke PU-hoes** – hygiënisch, waterdicht, anti allergisch en brandvertragend
- **Eenvoudig in onderhoud** en snel te reinigen
- **Professionele pasvorm** die perfect aansluit op de meeste standaard bedsonden
- **Verkrijgbaar met of zonder klikgespen** voor vaste bevestiging

### Technische specificaties

- Afmetingen: **39 x 90 cm**
- Materiaal: **Hoge densiteit schuimkern, PU-hoes**
- Reiniging: **Desinfecteerbaar, water- en vuil afstotend**
- Bevestiging: **Met of zonder klikgespen**
- Geschikt voor: **Intensief gebruik in zorginstellingen**

### Toepassingen

- Patiënten met verhoog **val risico of motorische onrust**
- Bescherming tijdens **verplaatsingen, wassen of positionering**
- Ideaal voor gebruik in **geriatrie, revalidatie, psychiatrie** en langdurige zorg

## Specificaties

<b>Merk</b>	Fico
<b>Product afmetingen</b>	B 39 cm, L 90 cm
<b>sku</b>	1626532
<b>Type verpakking</b>	Stuk