


1544086 - Renol trippelhoeslaken - geel - 1 st



Beschrijving

Het veiligheidsdeken maakt het mogelijk de patiënt in het bed te houden terwijl hij toch een volledige bewegingsvrijheid geniet. De persoon kan zich zelf op zijn rug, zij of buik leggen, zonder te kunnen vallen. Het gebruik is eenvoudig. Het deken wordt rond de matras bevestigd met twee nylonriemen die met klittenband worden vastgemaakt. Het deken wordt volledig gesloten met behulp van een ritssluiting, die enkel aan het voeteneind kan worden geopend. Op die manier kan de patiënt het deken niet zelf openen. Dankzij kleine openingen opzij kunnen sondes of buisjes gemakkelijk worden gebruikt. Dit deken is eerder geschikt voor bejaarden dan voor al te geagiteerde patienten, die zich met enige kracht en souplesse uit het deken kunnen bevrijden. Het deken is van dik katoen met een elasticiteit die meer flexibiliteit biedt. Dankzij die lichte elasticiteit kan het deken worden aangepast aan alle eenpersoonsmatrassen in ziekenhuizen of rusthuizen. De veiligheidsdeken is geen immobilisatie materiaal.

Wasbaar in de machine.

Specificaties

Merk	Renol
SKU leverancier	RFM61010
Noodzakelijke opties	1 slot + 1 sleutel
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1544086
Breedte riemen	Niet van toepassing
Breedte tailleband	Niet van toepassing
Fixatie categorie	Toebehoren voor riemen
Gebruik fixatiemateriaal	In bed/brancard
Maat bevestigingsriem	S-M
Sluiting	Velcro
Soort bevestiging	Niet van toepassing
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk