

1551586 - Medlance Plus Extra - 21 G x 2,4 mm - groen - 10 x 200 st



Beschrijving

Medlance® Plus Extra is ontworpen voor capillair bloedonderzoek waarvoor grotere bloedmonsters nodig zijn. Het is ook een perfect apparaat voor het uitvoeren van analyses wanneer de huid van de patiënt steviger is, zoals in het geval van mannen en fysieke werkers. De combinatie van een 21G naald en een penetratiediepte van 2,4mm verzekert een juist bloedstaal na één enkele lans.

Specificaties

Merk	HTL
Met prikpen	Nee
Lengte naald	2.4 mm
sku	1551586
Categorie glucometer	Priksystemen en lancetten
Maat	21 G x 2,4 mm
Type lancet	Veiligheidslancet
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos