

1015304 - Sterican® - dentale naalden - 27G x 1 1/2" - grijs - 100 st



Beschrijving

De **B. Braun** Sterican® dentale naalden met een Luer-Lock connector worden gebruikt voor tandheelkundige anesthesie. De naalden zorgen voor een minimale pijn tijdens het prikken. De naalden zijn dunwandig en vervaardigd uit roestvrij chroomnikkelstaal.

Specificaties

Merk	Braun
Samenstelling	Naald: roestvrij chroomnikkelstaal, Luer-Lock aansluiting: polypropyleen
Steriel	Ja
Lengte naald	40 mm
Diameter naald	0.4 mm
Veiligheidsmechanisme	Nee
sku	1015304
Afmeting	27G x 1 1/2"
Afmeting in mm	0,40 x 40 mm
Kleur	Grijs
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos