


## 1574785 - Houder voor sterilisatiezakjes - 1 st



### Beschrijving

Met deze houder kunt u de sterilisatiezakjes rechtop plaatsen in de autoclaaf. Hierdoor kunnen er meer zakjes in het toestel geplaatst worden zonder het drogingsproces te beïnvloeden. Na de cyclus zijn de sterilisatiezakjes altijd perfect droog.  
Afmeting 275x175mm

### Specificaties

<b>Merk</b>	Mocom
<b>sku</b>	1574785
<b>Type verpakking</b>	Stuk