

1543420 - Digitale bloeddrukmeter BM35 - bovenarm - omtrek 22-36 cm 1 st



Beschrijving

De bloeddrukmeter met elegant zilver design heeft een uitzonderlijk snelle meettijd. Het goed afleesbare display geeft je bloeddrukwaarden duidelijk weer. Meet een volautomatische bloeddruk -en pols aan de bovenarm. Geeft de gemiddelden weer van alle opgeslagen meetwaarden zoals de gemiddelden van s'ochtends en s'avonds van de afgelopen 7 dagen. Heeft 2 x 60 geheugenkaarten en een risico indicator met kleuren. Detecteert arrhythmie. Geeft de datum en tijd weer en schakelt automatisch uit, toont aan wanneer de batterij bijna leeg is. Wordt geleverd met opbergzak.

Specificaties

Merk	Beurer
Bebat tax	0.05 EUR
sku	1543420
Type bloeddrukmeter	Digitale bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk