

1542031 - Huntleigh Sonicaid Team 3A (antepartum) CTG-toestel met bloeddrukmeter en Spo2



Beschrijving

Sonicaid Team3-serie van Huntleigh: Foetale/Maternale Monitor

Ontworpen om de standaard van verloskundige zorg te verbeteren, domineert dit nieuwe stijlvolle ontwerp het bed niet, maar blijft een duidelijk beeld geven van de status van de foetus.

De Sonicaid Team3-serie is eenvoudig en intuïtief te gebruiken via het touchscreen met pictogrammen, en de foetale hartslag kan worden weergegeven als "grote cijfers" en automatisch worden geschaald, afhankelijk van monitoren van een enkele, tweeling- of drielingzwangerschap voor optimale zichtbaarheid.

De NIEUWE Team3-serie zit boordevol functies voor kosteneffectieve, betrouwbare en nauwkeurige foetale/maternale monitoring:

Geautomatiseerd Sonicaid Actogram en maternaal gevoelde foetale bewegingen zijn ook beschikbaar.

Kenmerken:

- Dual Fetal Movement Markers (Handmatig & Automatisch).
- Hoogwaardige audio voor de meest gevoelige foetale hartdetectie.
- De nieuwste, krachtigste versie van de wereldberoemde Dawes-Redman CTG-analyse.
- Werkt op netstroom of batterij.
- Geïntegreerde patiëntendatabase met traceergeheugen met onbeperkte opslagcapaciteit.
- Door gebruiker te configureren foetaal en maternaal alarmsysteem.

Deze versie van het toestel bevat een SpO2 meter en bloeddrukmeter.

Specificaties

Merk	Huntleigh
sku	1542031
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk