

1575433 - Micrel pomp MP mlh+ Multi spuit



Beschrijving

De **Micrel** MP mlh+ Multi spuitpomp is een eenvoudige en betrouwbare spuitpomp die gebruik maakt van standaard spuiten van 10 tot 50 ml en die infuustherapie biedt voor een breed aanbod van toepassingen. Hij is echt ambulant met een robuust ontwerp, probleemloze instelling en nauwkeurige toediening in ml/uur met bolusoptie.

Een duidelijk informatief display met gemakkelijke alarmidentificatie en een dubbele microprocessorconstructie geeft de gebruiker vertrouwen in de toepassingen voor het toedienen van medicijnen die mobiliteit vereisen.

Het ultralage batterijverbruik maakt de MP mlh+ Multi spuit ideaal voor zowel thuiszorg als ziekenhuisbehandelingen.

Specificaties

Merk	Micrel
sku	1575433
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk