

1572407 - Tork Premium vloeibare alcohol voor handdesinfectie - S1 - 6 x 1 l



Beschrijving

Tork vloeibare alcohol voor Handdesinfectie is een effectief vloeibaar desinfecterend product met 80% gedenatureerde alcohol (w/w). Het is ideaal wanneer er geen water beschikbaar is. Er zullen geen plakkerige resten achterblijven, zelfs bij veelvuldig gebruik. Het is niet geperfumeerd en beschikt over hydraterende ingrediënten om de handen te beschermen. Geschikt voor de Liquid Soap Dispensers, die eenvoudig te gebruiken zijn en aan alle gebruikers een goede handhygiëne bieden.

Specificaties

Merk	Tork
SKU leverancier	420115
Ingrediënten	Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol. Actieve ingrediënten: Ethanol 80 g/100 g
sku	1572407
Geur	Alcohol geur
Inhoud	1 l
Kleur	Transparant
Kwaliteitsniveau	Premium
Productvorm	Vloeibare zeep
Systeem	S1 - Vloeibare zeep system
Type verpakking	Karton