

1543177 - SLK Eco 3 + 4 - matras met mechanische motor - 90 x 200 x 14 cm - 1 st



Beschrijving

SLK Eco 3 + 4 is een matrasvervangend wisseldruksysteem en bedoeld is voor intensief gebruik in verzorgingstehuizen. Ze is bestemd voor patiënten met een middelgoot tot groot risico of een aanwezigheid van decubitus tot stadium 4. Deze matras bestaat uit 17 nylon-polyurethaan gecoate cellen met een SLK Care-Text™ hoes om schuifkrachten te verminderen. Deze hoes is bestand tegen ontsmettingsmiddelen, ondoordringbaar voor vloeistoffen en wasbaar tot 60 °C.

Specificaties

Merk	SLK
sku	1543177
Kleur	Groen
Max. gewicht volwassene	170 kg
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk