

1542160 - Glijzeil - met ophangglint - groen - 100 x 100 cm - 1 st



Beschrijving

De **glijlakens met tunnel Fico** zijn speciaal ontworpen om dagelijkse transfers en herpositioneringen in bed **vlotter, veiliger en comfortabeler** te maken – zowel voor de gebruiker als voor de zorgverlener. Dankzij de **zeer lage wrijvingsweerstand** aan beide zijden van het laken kan een patiënt moeiteloos, zonder onnodige belasting of pijn, worden verplaatst.

Voordelen voor de zorg en de patiënt:

Tunnelvorm met dubbele glijlaag

De gesloten lusstructuur creëert twee lagen die gemakkelijk over elkaar schuiven, wat **drukpunten vermindert** en het lichaamsgewicht ideaal verdeelt.

Vermindering van fysieke belasting

Maakt het draaien, verplaatsen of herpositioneren mogelijk met minimale inspanning – een ergonomische oplossing voor **verpleegkundigen en zorgpersoneel**.

Zorgeloos comfort voor de patiënt

De gladde en lichte stof zorgt voor **zachte en pijnloze transfers**, ideaal voor patiënten met beperkte mobiliteit of risico op doorligwonden.

Wasbaar en duurzaam

Gemaakt van stevig en licht **nylon** – bestand tegen intensief gebruik in professionele zorgomgevingen.

Snel en gemakkelijk aan te brengen

Het glijlaken is **eenvoudig te plaatsen en te verwijderen** na de transfer, met een **praktisch ophangoog** voor snelle opberging.

Toepassingen:

- Het draaien van patiënten in bed
- Herpositionering bij risico op doorligwonden
- Zijdelingse transfers naar een bed, brancard of douchestoel
- Bewegingen zonder wrijving of ongemak
- Ergonomisch werken voor zorgprofessionals

Specificaties

Merk	Fico
Samenstelling	Nylon 70 denier, PU silicone coating, 68 g/m ²
sku	1542160
Kant opening	Dicht aan de lange zijde
Maat	100 x 100 cm
Type verpakking	Stuk