

1558539 - TS 19 verwarmd onderdeken - 130 x 75 cm - 1 st



Beschrijving

Verwarmd onderdeken van fleecemateriaal heeft 3 temperatuurstanden, een **Beurer** veiligheidssysteem (BSS) en een verwijderbare schakelaar. Het deken kan gewassen worden op in de wasmachine op 30°.

Specificaties

Merk	Beurer
SKU leverancier	30406
Wasbare hoes	Ja
Beveiligingssysteem	Ja
sku	1558539
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk