

1621916 - Dry Needling Gent - Naalden - 0.30 mm x 40 mm - 100st



Beschrijving

De gesiliconiseerde acupunctuurnaald met koperen spiraalgreep (zonder buisje) van **Dry Needling Gent** is de perfecte keuze voor zowel professioneel gebruik als persoonlijke behandelingen.

Dankzij de zachte silicone toplaag biedt de wegwerpnaald een pijnloze ervaring, terwijl de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding de naald zeer toegankelijk maakt.

Elke naald wordt geleverd in een individuele blisterverpakking met een papieren achterkant, die eenvoudig te openen is, wat zorgt voor optimale hygiëne en gebruiksgemak.

Specificaties

Merk	Dry Needling
	Nee
sku	1621916
Afmeting in mm	0,3 x 40 mm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos