

1550515 - Thermometer met flexibele tip - FT 13 - 1 st



Beschrijving

De klinische thermometer heeft een extra flexibele meetpunt. Het temperatuuralarm met waarschuwingstoon vanaf 37,8°C is praktisch en vergemakkelijkt de beoordeling van de metingen. Geeft de metingen weer in C° en F°, is waterbestendig, bevat geen kwik of glas. Schakelt automatisch uit en geeft aan wanneer de meting klaar is.

Specificaties

Merk	Beurer
Digitaal	Ja
Infrarood	Nee
Koorts alarm	Ja
Contactloos	Nee
Flexibele tip	Ja
Bebat tax	0.06 EUR
Low battery indicatie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1550515
Meetsnelheid	30 sec
Type thermometer	Okselthermometer Orale thermometer Rectale thermometer
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk