

1561389 - Tork Premium alcoholgel - S1 - 6 x 1 l



Beschrijving

Voorkom infecties met de zeer effectieve alcohol gel hand sanitizer. Het bevat 80% gedenatureerde alcohol (w/w) en hoeft niet te worden afgespoeld. Ontsmet en desinfecteert de handen snel. Speciaal geformuleerd voor veelvuldig gebruik, bewezen veilig voor de huid en zonder opbouw van plakkerige resten. Ideaal voor de gezondheidszorg en voldoet zelfs aan de vereisten voor scrubruimten. Geschikt voor de vloeibare & sprayzeep dispensers, die bewezen eenvoudig zijn in het gebruik en alle gebruikers goede handhygiëne bieden.

Specificaties

Merk	Tork
SKU leverancier	420103
Ingrediënten	Ethanol 80 g/100g, Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl, Acrylate Crosspolymer, Aminomethyl Propanol
sku	1561389
Geur	Alcohol geur
Inhoud	1 l
Kleur	Transparant
Kwaliteitsniveau	Premium
Productvorm	Gel
Systeem	S1 - Vloeibare zeep system
Type verpakking	Karton