

1010396 - Automatische oorspuit - set - 1 st



Beschrijving

Probleemloze, zelfvullende, automatische oor- en reinigingsspuit volledig van metaal. Eenvoudige bediening en nauwkeurige dosering. Gemakkelijk te demonteren en schoon te maken. Autoclaveerbaar bij 134° C. De set bestaat uit 2 spuitstukken, een spatscherm en een aanzuigslang.

Specificaties

sku	1010396
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk