

1014247 - Terumo dentale naalden - 30G x 21 mm - geel - 1 x 100 st



Beschrijving

Terumo dentale naalden worden gebruikt als injectienaald voor patroonsputten voor tandheelkundige anesthesie en andere doeleinden. Hun lengte en hardheid zijn ideaal om de precisie van het werk van de tandarts te garanderen.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	DN*3021B - NIEUW DN*M3021B
Samenstelling	• Dop: polypropyleen • Hard case: polypropyleen • Hub: polyethyleen + master batch • Canule: roestvrij staal • Glijmiddel: siliconen olie • Kleefstof: epoxylijm
Steriel	Ja
sku	1014247
Afmeting	30G x 21 mm
Kleur hub	Geel
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos