

## 1622528 - Beademingsballon pasgeborenen/baby's - PVC - eenmalig gebruik - 280 ml - set masker 0/1 + O<sub>2</sub> beademingsballon 600 ml



### Beschrijving

#### **Dahlhausen reanimatieballon voor eenmalig gebruik – compleet met masker en overdrukventiel (pasgeborenen/baby's)**

De **Dahlhausen reanimatieballon (bag valve mask)** voor pasgeborenen en baby's is speciaal ontwikkeld voor eenmalig gebruik. Dankzij het geïntegreerde overdrukventiel biedt deze ballon een veilige en gecontroleerde beademing, aangepast aan de behoeften van de allerkleinsten. De set wordt compleet geleverd in een praktische, herbruikbare ritstas – ideaal voor gebruik in neonatale afdelingen, kraamzorg, eerste hulp en andere medische noodsituaties.

#### **Inhoud van de set (pasgeborenen/baby's):**

- 1 masker maat 0
- 1 masker maat 1
- 1 zuurstofreservoir
- 1 zuurstofslang van 200 cm
- 1 manuele reanimator (handmatige beademingsballon)

## Specificaties

<b>Merk</b>	Dahlhausen
<b>sku</b>	1622528
<b>Zuurstofreservoir</b>	600 ml
<b>Volume ballon</b>	280 ml
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk