

1014962 - Uro-tainer Suby G - 100 ml - 1 x 10 st



Beschrijving

Uro Tainer Suby van **B. Braun** bevat een licht hypotone vloeistof die minder irriterend is door de toevoeging van magnesium. Deze vloeistof is bedoeld om kristallisatie van fosfaten te voorkomen en bestaande verkalking in permanente katheters op te lossen.

Voordelen

- 2 tot 3 keer per week, afhankelijk van de omvang van het probleem, tenzij anders voorgeschreven door de arts
- De vloeistof moet blijven in de blaas gedurende 1 x 5 minuten (Suby G)

Specificaties

Merk	Braun
Steriel	Ja
Samenstelling	Citroenzuur 3,23%
Normeringen	EN ISO 13485:2016
sku	1014962
Geslacht	Unisex
Inhoud	100 ml
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos