

1601715 - Keiser Air300 Leg Curl Pro



Beschrijving

De Air300 Leg Curl Pro zorgt voor een workout in een vooroverliggende positie voor een superieure isolatie van de gebruikte spieren. Het toestel heeft een hoge maximale weerstand en de unilaterale bewegingsmogelijkheid helpt disbalans in de spierkracht van beide benen te corrigeren. De Air300 Leg Curl Pro is een perfecte keuze voor sportspecifieke toepassingen of toepassingen waarbij isolatie van de hamstrings gewenst is.

- Beste training apparaat voor excentrische belasting
- Unilaterale of bilaterale training van de benen
- Ruim bereik van weerstand voor intensieve functionele training
- Keiser dynamic variable resistance
- Grote display toont de weerstand en herhalingen

Specificaties

Merk	Keiser
Product afmetingen	H 83.8 cm
SKU leverancier	001232BP
Weerstand	5-109 kg
sku	1601715
Kleur	Rood
Type verpakking	Stuk