

1628362 - Moves - Ijspakking - knie wrap-pak - 1 st



Beschrijving

COMFORT, KOELING EN ONDERSTEUNING IN ÉÉN OPLOSSING

Constance koeling is essentieel tijdens herstel en bij de behandeling van blessures. Veel traditionele oplossingen bieden tijdelijke verlichting, maar verliezen na verloop van tijd hun effectiviteit. De Ice Pack Wrap is ontworpen om een stabielere en langdurigere koelervaring te bieden.

UNIEKE COMBINATIE VAN HYDROGEL EN WATERBLOKKEN

Hydrogel is een innovatief materiaal dat grote hoeveelheden water vasthoudt. Dankzij de waterblokken wordt vocht opgeslagen en geleidelijk afgegeven. Deze combinatie zorgt ervoor dat de koeling langer aanhoudt, waardoor de temperatuur stabiel en effectief blijft. Dit zorgt voor een geleidelijke en consistente koeling en comfort tijdens het gebruik.

Specificaties

Merk	MVS
sku	1628362
Steriel	Nee
Gebruik hot/cold packs	Herbruikbaar
Type packs	Coldpack
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk