

## 1601710 - Keiser Air250 Leg Press



### Beschrijving

De Air250 Leg Press is extreem soepel en de ideale keuze voor toepassingen in de sport en de revalidatiemarkt. Deze Leg Press biedt dezelfde mogelijkheden als de Air300 Leg Press, behalve de bilaterale bewegingsmogelijkheid en de beweegbare stop, verder heeft deze machine een lagere maximale weerstand. De soepele pneumatische technologie maakt het de perfecte machine voor powertraining.

De aan te passen zittende houding beschermt de onderrug door deze stabiel te houden en zorgt voor een betere pre-stretch voor de glutues (bil-)spieren, waardoor deze actiever zijn tijdens de oefening. Een makkelijke instap en een grote range of motion worden bereikt door beweegbare stop om de voetplaten op hun plaats te houden bij het in- en uitstappen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Keiser
<b>Product afmetingen</b>	H 121.9 cm
<b>SKU leverancier</b>	002521BP
<b>Weerstand</b>	0-454
<b>sku</b>	1601710
<b>Kleur</b>	Rood
<b>Type verpakking</b>	Stuk