

1020718 - 3M™ Littmann® Master Classic II stethoscoop - zwart - zwart mat - 1 st



Beschrijving

De 3M™ Littmann® Master Classic II™ stethoscoop brengt prijswinnende ergonomie en geweldige akoestische sensitiviteit samen. Hij levert betrouwbare prestaties en een comfortabel gebruik voor professionals die toegewijd zijn om de beste patiëntenzorg te leveren. De 3M™ Littmann® Master Classic II™ Stethoscoop combineert de betrouwbare, veelzijdige akoestische prestaties van de instelbare membraantechnologie met het draagbare gemak van een single_sided borststuk. De Master Classic II stethoscoop wordt gebruikt door zowel studenten als specialisten om hart-, long- en andere lichaamsgeluiden op te sporen voor lichamelijk onderzoek en diagnose. Dankzij de instelbare membraantechnologie (een uitvinding van 3M) kunnen clinici verschillende geluidsfrequenties horen door simpelweg de druk op het borststuk aan te passen. Anders dan bij tweezijdige modellen is het niet nodig om om te draaien en het borststuk opnieuw te plaatsen. Een lichte druk op het borststuk zorgt ervoor dat u laagfrequente geluiden hoort; een beetje meer druk zorgt voor de hoogfrequente geluiden. Deze functie bespaart u tijd en zorgt ervoor dat de zorgverlener zich op de patiënt kan focussen terwijl de antikoudemof de patiënt comfort biedt. De spanning van de headset is makkelijk aan te passen aan elke hoofd grootte en wensen van de gebruiker door de oordopjes samen te knijpen of uit elkaar te trekken. Klikvaste oordopjes met een zachte afdichting voelen comfortabel aan in het oor en bieden een uitstekende akoestische dichting. De oordopjes klikken stevig vast aan de uiteindes van de buisjes en zijn, voor de veiligheid, niet zomaar te verwijderen. Robuuste slangen van de volgende generatie behouden hun vorm en flexibiliteit ook als ze compact worden opgeborgen. De stethoscoop gaat langer mee en is bovendien beter bestand tegen invloeden van huidoliën en alcohol en tegen vlekken. Slangen van de volgende generatie bevatten geen natuurrubber (latex), een voordeel voor gevoelige medici en hun patiënten. En om de gezondheid van de mens en natuur te beschermen, bevatten de slangen van de volgende generatie geen ftalaat-weekmakers. De Master Classic II stethoscoop wordt vervaardigd in de VS om consistente kwaliteit te garanderen. Hij wordt geleverd met grote oordoppen met zachte afdichting, grote harde oordoppen en instructies.

Specificaties

Merk	3M™
Gewicht product	0.16 kg
Digitaal	Nee
Verstelbaar membraan	Ja
Lengte slang	69 cm
sku	1020718
Kleur steel	Standaard
Akoestische prestaties	7-8
Binaurale constructie	Enkelvoudige slang
Kleur	Zwart
Materiaal membraan	Epoxy glasvezel
Technologie borststuk	Enkelzijdig
Toepassing	Lichamelijk onderzoek
Type stethoscoop	Master Classic II
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk