

1549909 - Aspiratietoestel New Askir 230 op batterijen + netstroom - Flovac® 1 L disposable liner - 1 st



Beschrijving

De NIEUWE ASKIR 230 van **Cami** is een elektrisch afzuigtoestel voor orale, nasale en tracheale afzuiging van lichaamsvloeistoffen bij volwassenen of kinderen. Geschikt voor nood toepassingen en voor postoperatieve therapie, zowel in een professionele omgeving als in de thuiszorg.

Drie verschillende bedieningsmogelijkheden: AC/DC adapter, oplaadbare batterij en 12V maakt het een veelzijdig afzuigapparaat goedgekeurd voor NON-STOP werking zonder oververhitting. Voorzien van een visueel en akoestisch alarm dat het batterijniveau aangeeft, is het apparaat ook uitgerust met een vacuümmeter (mmHg en kPa) en vacuüm regelaar.

Specificaties

Merk	Cami
Product afmetingen	B 18 cm, H 21 cm, L 35 cm
Gewicht product	4.55 kg
Max. airflow	16 L/m
Volume bokaal	1000 ml
sku	1549909
Geluidsniveau	63 db
Alimentatie	Herlaadbare batterijen
Type container	Container met wegwerpzak
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk