

## 1104584 - Accutrend Triglycerides - teststrips - 1 x 25 st



### Beschrijving

Met de Triglyceride test van Roche meet je heel snel en gemakkelijk de triglyceride waarde in het bloed. Deze strip is geschikt voor gebruik met de Roche Accutrend Plus meter. De strips van Roche staan bekend om hun hoge betrouwbaarheid.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Roche
<b>Verificatiecode</b>	Nee
<b>Data transfer via wifi</b>	Nee
<b>sku</b>	1104584
<b>Categorie glucometer</b>	Glucometers en teststrips
<b>Europese Regelgeving</b>	IVD 98/79/EC
<b>Type verpakking</b>	Stuk